

Базовый салонный уход за жирной проблемной кожей

ЭТАП	Средство MESOMATRIX	Применение
Очищение	Мягкий очищающий гель OILY CLEANING	Нанести 1-2 мл, массажными движениями, вспенить и смыть.
Тонизация	Тоник салициловый с цинком SALIX TREATMENT	После умывания нанести 2-мя ватными дисками на очищенную кожу. Тонизация выполняется, также, после этапов глубокого очищения и маски.
Глубокое очищение	Гель-скраб ENZYME SCRUB	1 раз в неделю. 2 – 3 мл скраба нанести на очищенную кожу, мягкими движениями провести легкий массаж, смыть теплой водой.
Массаж *	Жаке, пластический, лимфодренажный, и т.д.	Подбирается индивидуально, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей кожи клиента.
Аппаратные методы *	Электрофорез, фонофорез, лазерофорез, дарсонвализация, микротоки, миостимуляция, и т.д.	
Маска	Гель-маска OILY BALANCE (для нормализации салоотделения) или Гель-маска SEBO CONTROL (при активных воспалениях)	1 раз в неделю. Нанести 2-4 мл, экспозиция 20 минут, смыть достаточным количеством воды.
Уход для век	Сыворотка EYE CONTOUR PRO	Нанести небольшое количество сыворотки на зону вокруг глаз до впитывания.
Сыворотка	Сыворотка себорегулирующая матирующая SEBO CONTROL или Сыворотка противовоспалительная для сужения пор NIACIN-ZINC ANTI ACNE или Сыворотка миндально-азелаиновая выравнивающая ALMOND ANTI ACNE	Нанести 0,5 – 1 мл легкими массажными движениями до впитывания.
Увлажнение и защита	Крем себорегулирующий SEBO THERAPY	Нанести легкими массажными движениями до впитывания.
Защита от солнца	Крем SUN PROTECTION SPF 30-100	Наносить в весенне-летний период.

* необязательные этапы базовой процедуры

Специальные средства:

Гель для аппаратных процедур	Гель контактный SEBO ULTRA	По протоколу аппаратной процедуры.
Альгинатная маска	Маска SEBO CONTROL с экстрактом коры белой ивы и чайного дерева	По протоколу альгинатной маски.