

Базовый салонный уход за сухой и обезвоженной кожей

ЭТАП	Средство MESOMATRIX	Применение
Очищение	Мягкий очищающий гель SOFT CLEANING	Нанести 1-2 мл, массажными движениями, вспенить и смыть.
Тонизация	Тоник увлажняющий с гиалуроновой кислотой HYAL TREATMENT	После умывания нанести 2-мя ватными дисками на очищенную кожу. Тонизация выполняется, также, после этапов глубокого очищения и маски.
Глубокое очищение	Гель-скраб ENZYME SCRUB	1 раз в неделю. 2 – 3 мл скраба нанести на очищенную кожу, мягкими движениями провести легкий массаж, смыть теплой водой.
Массаж *	Пластический, лимфодренажный, гигиенический, и т.д.	Подбирается индивидуально, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей кожи клиента.
Аппаратные методы *	Электрофорез, фонофорез, лазерофорез, дарсонвализация, микро-токи, лифтинг лабильными электродами, миостимуляция, и т.д.	
Маска	Гель-маска HYDRO BALANCE (при обезвоженности)	1 раз в неделю. Нанести 2-4 мл, экспозиция 20 минут, смыть достаточным количеством воды.
Уход для век	Сыворотка EYE CONTOUR PRO	Нанести небольшое количество сыворотки на зону вокруг глаз до впитывания.
Сыворотка	Сыворотка восстанавливающая с пробиотиками PRO BIO ADVANCE или Сыворотка увлажняющая HYALURONIC MIX 4D	Нанести 0,5 – 1 мл легкими массажными движениями до впитывания.
Увлажнение и защита	Крем увлажняющий MOISTURIZING CREAM или Крем восстанавливающий увлажняющий LAMELLAR REPAIR	Нанести легкими массажными движениями до впитывания.
Защита от солнца	Крем SUN PROTECTION SPF 30-100	Наносить в весенне-летний период.

* необязательные этапы базовой процедуры

Специальные средства:

Гель для аппаратных процедур	Гель контактный HYAL ULTRA	По протоколу аппаратной процедуры.
Альгинатная маска	Маска HYALURONIC ACID с гиалуроновой кислотой 3D и коллагеном	По протоколу альгинатной маски.