

КАБИНЕТНАЯ ПРОЦЕДУРА «HAPPY SHINE SKIN»

(30-40 МИНУТ)



ПРОТОКОЛ «HAPPY SHINE SKIN»:



1

Тонизация — VITA-C CENTELLA

- Нанести тоник на ватный диск.
- Проработать кожу по массажным линиям лица и шеи.

Цель: увлажнить, слегка осветлить кожу, снять остатки очищающего средства, повысить восприимчивость к пилингу.



2

Феруловый пилинг FERULIC SHINE SKIN

- Нанести пилинг с помощью веерной кисти тонким ровным слоем на сухую кожу лица (по необходимости – шея, декольте, избегая области вокруг глаз и активных воспалительных элементов).
- Экспозиция: 5–7 минут при первой процедуре, далее — индивидуально по реакции кожи.

Важно: пилинг не требует обязательной нейтрализации, но по завершении экспозиции его удаляют согласно протоколу (водой) и тщательно просушивают кожу.



3

Повторная тонизация — VITA-C CENTELLA

- Легкие движения тоником по массажным линиям.



4

Активный этап — сыворотка VITA-C FERULIC

- Нанести 2-3 горошины сыворотки на лицо и шею.
- Легкими массажными движениями распределить до впитывания.

Сыворотка имеет характерный «фармацевтический» аромат феруловой кислоты, который быстро улетучивается и не остаётся на коже.

Сыворотка усилит осветляющий и антиоксидантный эффект пилинга, даст дополнительное увлажнение и лифтинг-ответ за счет Tetrahyal 4D и ниацинамида.



5

**Восстанавли-
вающая маска
– VITA-C
ENERGY**

- Нанести плотным слоем на лицо, шею и декольте.
- Можно использовать техники легкого лимфодренажного или релакс-массажа 5–10 минут на маске.
- Общая экспозиция: 15–20 минут.
- Избытки промокнуть сухой салфеткой или аккуратно впитать до ощущения комфорта.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- **«Банкетный вариант» за 2-3 часа до события.** Для ровного тона, живого сияния и ухоженной кожи без следов стресса и усталости. Для экспресс лифтинга и увлажнения.
- **«Курсовой вариант»** для выраженного и стабильного эффекта: 4 процедуры 1 раз в 7 дней (по показаниям).

